

# T-POD™


## ANWENDUNG



1. Den Riemen unter dem Patienten durchführen und an die entsprechende Stelle unter dem Becken schieben.



2. Den Riemen so zuschneiden, dass ein Spalt von ca. 15 - 20 cm über der Mitte des Abdomens verbleibt.



3. Die mit Klettverschluss versehene Zugvorrichtung auf beide Enden des Spalts auffädeln.



4. Die Zugvorrichtung anziehen und damit gleichzeitig Umfangedruck erzeugen.



5. Die mit Klettverschluss versehene Zugvorrichtung am Riemen befestigen.



6. Datum und Uhrzeit der Anwendung notieren.

**HINWEIS:** Als Erstbehandlung zur Reduzierung des Blutverlustes und zur Schmerztherapie bei einer vermuteten Beckenfraktur empfohlen. Die T-Pod-Vorrichtung ist eine Übergangslösung bis eine endgültige Behandlung vorgenommen werden kann.